

Stanovenie protilátok proti spermiám v sére (ELISA)

Materiál

Sérum – odber za štandardných podmienok

Frekvencia vyšetrenia

1x za dva mesiace

Metóda stanovenia

ELISA

Referenčné hodnoty

negatívny	0 -60 U/mL
pozitívny	> 60 U/mL

Stručná charakteristika

Jedná sa o metódu II. voľby , teda ak je vysoká pozitivita MAR testu pri vyšetrení ejakulátu. ELISA metóda má klinický význam pre diagnostiku imunologických príčin infertilit mužov, ale aj žien. Stanovujú sa cirkulujúce protilátky proti antigénom spermií v krvnom sére.